


39300, 39301 VEST 39305, 39306 BODY Veiledning til måltaking

elements
body



VEST og BODY uten ERMER

Orange & firkant = lengde

Blå & ring = omkrets

Veiledning til måltaking. Alle mål er i cm. Lengdemål (orange) - målebåndet må ligge mot huden, men ikke dra i det. Alle mål tas uten å stramme, og rett mot huden. Alle mål skal tas når pasienten er liggende, avslappet og har normal pusterytme. Det er nyttig å sette små merker på pasienten for å sikre riktig måltaking.

U	Rundt umblicus
C	Omkrets brystkasse på linje med axilla
E	Omkrets ved slutten av plagget
N	Rundt nakken - fra øvre del av sternal notch og rundt basen av halsen
NS	Halsbredde - Ønske om en videre halsåpning, målt fra halsens base
ND	Halsdybde - Ønske om en dypere halsåpning som går dypere enn sternal notch (foran)
BD	Dyp i nakken – Ønske om en dypere halsutringning ved nakken (bak)
S	Fra halsens base til acromium
SU	Fra toppen av sternal notch til umblicus - fra samme sted som du målte "N"
AS	Omkrets på høyde med ASIS
UE	Umblicus til slutten av plagget, målt på siden
WW	Midje til midje på høyde med navlen. Ved bruk av bleie tas målet ved siden av bleien
SCV	Fra syvende ryggvirvel til axilla (plasser en blyant eller en linjal under begge armene så lengden ikke blir for kort)

Spesielt for kvinner (ta mål med behåen på, og når pasienten sitter):

B	Omkrets buste på linje med brystvortene
UB	Omkrets under bysten
AUB	Fra axilla til under bysten (UB)

Spesielt for gastro (kun for Body):

GU	Mål fra umblicus og opp til hullet
GD	Mål fra umblicus og ned til hullet
GR	Mål fra umblicus mot hullet på høyre side
GL	Mål fra umblicus mot hullet på venstre side