

BUKSE

Veiledning til måltaking

Orange & firkant = lengde

Blå & ring = omkrets



Alle mål er i cm. Lengdemål (orange) - målbåndet skal ligge mot huden. Alle mål skal tas direkte mot huden, og uten å dra i målbåndet. Alle mål skal tas stående, når brukeren er avslappet og har normal pust. Det er lurt å markere på brukeren for korrekt måltaking.

W	Omkrets bolen ved midjen
AS	Omkrets på høyde med ASIS
WW	Midje til midje
L/R 9	Omkrets lår ved horisontale gluteal folden
L/R 10	Omkrets midt på lår
L/R 11	Omkrets midt-patella
L/R 12	Omkrets øvre del av legg ved tibia tuberkel (kun for lange og $\frac{3}{4}$ lange ben)
L/R 13	Omkrets den tykkeste delen av leggen (kun for lange og $\frac{3}{4}$ lange ben)
L/R 14	Omkrets øvre nivå av medial malleol (kun for lange og $\frac{3}{4}$ lange ben)
L/R 15	Ta lengdemålet midt på framsiden av låret. Start på høyde med lysken og ned til midt-patella.
L/R 16	Fra midt-patella til øvre kant av medial malleol (kun for lange og $\frac{3}{4}$ lange ben)
CER/L	Langden fra lysken, til der lengden på bena skal slutte (kun for korte og $\frac{3}{4}$ lange ben)