

allard

Support for better life!

Instructions for Use

Basic Wrist Support

Short

Item No. 27441



SV BASIC Wrist Support Short

Användningsområden/Indikationer

Basic Wrist Support Short är avsedd att användas vid instabilitet i handleden i samband med inflammationer, arbetsrelaterad överansträngning, förslitningsskador samt vid reumatiska förändringar. En patient - flera användningar.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av: 74% bomull, 19% nylon och 7% lycra. Aluminiumskenan kan justeras för hand. Böj skenan försiktigt så att den passar handledens form. Undvik att böja skenan upprepade gånger. Produkten innehåller INTE Latex. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Bortskaffande




Bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

Information

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.


Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.



Instruktion

1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.
2. Öppna alla kardborrband.
3. Placera bandaget i handflatan.
4. Fäst alla kardborrband. Justera därefter kardborrbandet vid tummen.
5. För den långa modellen, fäst det cirkulära bandet runt handleden för extra stöd. Justera kompressionen så att bandaget känns bekväm.



Indications / Intended Use

Basic Wrist Support Short is intended for instability in the wrist in combination inflammations, work overload, joint stress and rheumatic problems. Single Patient-multiple use.

Contraindications

No known.

Adjustments

This product should only be altered by a medical professional person.

Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

Material Specifications

This product is made from: 74% Cotton, 19% Nylon and 7% Lycra with an aluminium support. Shape the aluminium support carefully to fit the shape of the thumb. Avoid repetitive bending. This product does not contain Latex, and is not flame retardant.

Washing Instruction

Close all Velcro prior to laundering. Machine wash in 40°C (104°F). Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean.

Disposal




Disposal in accordance with local legislation.

Information


Any serious incident that may occur in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and / or patient is established.

Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.

**Instruction for use**

1. Check that the support is complete and without damage.
2. Open all Velcro straps.
3. Place the hand over the support with the inside facing the aluminum spoon.
4. Secure all Velcro straps. Adjust the thumb strap.
5. For the long model, secure the extra circular strap around the wrist. Adjust for comfort.



FI BASIC Wrist Support Short

Käyttöalueet/indikaatiot

Tuki on tarkoitettu käytettäväksi ranteen instabiliteetin yhteydessä tulehdusten, työhön liittyvän rasituksen, rasisusvammojen sekä reumaattisten muutosten yhteydessä. Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Riisu tuki heti, jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita ongelmia. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Puuvilla 74 %, nylon 19 %, lycra 7 %.
Alumiinilastaa voi taivuttaa varovasti käsin.
Vältä toistuvaa taivuttamista. Tuote EI sisällä lateksia. Tuote ei ole tulenkestävä.

Pesuohteet

Kiinnitä kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Konepesu 40°C:ssa. Tasokuivaus. Ei saa kuivata kuivausrummussa. Ei kemiallista pesua.

Kysyttävää





Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

Hävittäminen

Hävitetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tiedot

Kaikista laitteeseen mahdollisesti liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä/tai potilas on sijoittautunut.



Sovitusohjeet

1. Tarkista, että tuote on ehjä.
2. Avaa tarranauhat.
3. Aseta tuki kämmenpuolelle.
4. Kiinnitä kaikki tarranauhat ja säädä peukalonauha.
5. Pidemmässä tuessa kiinnitä rannenuha antamaan lisätukea.
Tarranauhojen avulla voit säätää kompressiota.

Bruksområder/Indikasjoner

Basic Wrist Support Short er beregnet til bruk ved ustabilitet i håndleddet i forbindelse med betennelser, slitasjeskader, arbeidsrelatert overanstrengning samt ved revmatiske forandringer. Kun til bruk på en pasient - flergangsbruk.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av kyndig helsepersonale.

Advarsel

Pass på at bandasjen ikke strammes til for hardt. Ta straks av bandasjen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker hver dag.

Materialspesifikasjon

Bandasjene er laget av: 74% bomull, 19% nylon og 7% lycra. Aluminiumskinnen kan justeres for hånd. Bøy skinnen forsiktig slik at den passer håndleddets fasong. Unngå å bøye skinnen mange ganger. Produktene inneholder IKKE Latex. Produktene er ikke behandlet med flammebeskyttende middel.

Vaskeanvisning

Lukk alle borrelåsene i materialet før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Avhending




Avhending i henhold til lokale forskrifter.

Informasjon

Eventuelle alvorlige hendelser som har inntruffet i samband med produktet bør rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert."


Ved spørsmål

Ta av bandasjen og kontakt utprøveren eller stedet du kjøpte produktet dersom det oppstår problemer.



Instruksjon

1. Kontroller at produktet er helt og uten skader.
2. Åpne alle borrelåsene.
3. Plasser bandasjen i håndflaten.
4. Fest alle borrelåsene. Juster deretter borrelåsen ved tommelen.
5. For den lange modellen; fest det sirkulære båndet rundt håndleddet for ekstra støtte. Juster kompresjonen slik at det føles bekvemt.



DA BASIC Wrist Support Short & Long

Anvendelsesområder/Indikationer

Basic Wrist Support Short er beregnet til anvendelse ved instabilitet i håndleddet i forbindelse med inflammation, slidskader, arbejdsrelateret overanstrengelse og ved reumatologiske forandringer. Enkelt patient - flergangsbrug.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer ved dette produkt må kun udføres af fagkyndigt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, tag straks bandagen af. Kontrol-ler dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Bandagen er fremstillet af: 74% bomuld, 19% nylon og 7% lycra. Aluminiumsskinenn kan justeres i hånden. Bøj forsigtigt skinnen så den passer til håndleddets form. Undgå at bøje skinnen flere gange. Produktet indeholder IKKE latex. Produktet er ikke behandlet med brand-hæmmende stoffer.

Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd i bandagen inden vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes ved 40°C. Liggetørring. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses.

Bortskaffelse




Bortskaffes i henhold til lokal lovgivning.

Information

Eventuelle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.


Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer/gener skal du tage bandagen af og kontakte din bandagist/forhandler.



Instruktion

1. Kontroller at produktet er helt og at materialet er fri for skader.
2. Åben alle velcrobånd.
3. Placer bandagen i håndfladen.
4. Luk alle velcrobånd. Juster derefter tommelestroppen.
5. For den lange model fastgør det cirkulære bånd omkring håndleddet for ekstra støtte. Juster kompressionen så bandagen føles behagelig.



Wskazania/Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do stosowania w przypadku niestabilności nadgarstka związanej ze stanami zapalnymi, przeciążeniami zawodowymi, urazami przeciążeniowymi oraz zmianami reumatycznymi. Jeden pacjent-wielokrotnie użycie.

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono.

Dopasowanie

Produkt powinien być wybrany i dopasowany przez specjalistę.

Ostrzeżenia

Nie zapinaj pasków za ciasno, ponieważ możesz zaburzyć krążenie lub podrażnić skórę. Zdejmij natychmiast, jeśli zauważysz zmianę koloru (ukrwienia) skóry, poczujesz mrowienie, lub pojawią inne zaburzenia. Sprawdzaj codziennie stan skóry.

Charakterystyka materiałów

74% Bawełna, 19%Nylon, 7% Lycra, aluminiowe stalki. Dognij ostrożnie szynę do kształtu kciuka unikając wielokrotnego zginania aluminium w jednym miejscu.Product nie zawiera Latexu, nie jest ogniotrwały.

Instrukcja prania

Przed praniem należy pozapinać wszystkie rzepy. Można prać w pralce przy użyciu łagodnych środków piorących w temp. 40°C. Użyj torby do prania. Suszyć rozłożone. Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.

Utylizacja




Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje


Każdy poważny incydent, który może mieć miejsce w związku z wyrobem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent mają siedzibę.

Kontakt

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy zdejmij ortezę i skontaktuj się ze sprzedawcą.

**Instrukcja zakładania**

1. Sprawdź, czy orteza ma wszystkie elementy i nie jest uszkodzona.
2. Odepnij wszystkie paski Velcro.
3. Włóż dłoń w ortezę.
4. Zapnij wszystkie rzepy. Dopasuj pasek przy kciuku.
5. Popraw dla wygody.



Item No. Short	Side	Size	Wrist circumference
27441 1010	Left	X-Small	< 12 cm
27441 1011	Left	Small	11 - 14 cm
27441 1012	Left	Medium	14 - 17 cm
27441 1013	Left	Large	17 - 20 cm
27441 1014	Left	X-Large	20 - 23 cm
27441 2010	Right	X-Small	< 12 cm
27441 2011	Right	Small	11 - 14 cm
27441 2012	Right	Medium	14 - 17 cm
27441 2013	Right	Large	17 - 20 cm
27441 2014	Right	X-Large	20 - 23 cm



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



allard

Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09 350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

UK/Ireland
+358 42 932 8177
info@allarduk.co.uk
allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
info@allardusa.com
allardusa.com

International
+46 42 25 27 01
info@allardint.com
allardint.com