

**28149 ELCROSS®
CARPUS FLEXI**



Användningsområden

Elcross Carpus Flexi är speciellt lämplig för reumatiker. Ortosen är fodrad med bomull som är behagligt mot huden. Snörsystemet gör den enkel att ta på och av. Passformen är flexibel genom snörningens reglering. Uttagbar och formbar aluminiumska.

Indikationer

Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Textilen består av bomull, elastane med en fyllning av polyuretan. Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Latex fri.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.

Instruktion



1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.
2. Öppna de två cirkulära kardborrbanden och lösgör snörningen. Låt tumbandet förbli stängt.
3. För in handen genom den stora öppningen och tummen genom den mindre öppningen.
4. Justera först det smala kardborrbandet vid tummen.
5. Fäst sedan de två kardborrbanden som reglerar snörningen. Tillse att trikån under snörningen är slät.
6. Efterjustera så att det känns bekvämt.

Anvendelsesområder

Elcross Carpus Flexi er specialt beregnet til reumatiker. Ortosen er polstret med bomuldsmateriale som er behageligt mod huden. Snørre systemet gør at den er let at tage på og af. Pasformen er fleksibel pga snørre reguleringen. Udtagbar og formet aluminiumsskinne.

Indikationer

Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at ortosen ikke strammes for hårdt. Hvis nogen former for irritation

eller hudproblemer opstår, skal ortosen straks tages af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Tekstilmaterialet består af bomuld, elastane med fyld af polyuretan. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmere. Latexfri.

Vaskeinstruktion

luk alle velcrobånd i ortosen inden vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes i 40° C. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår nogen problemer, skal du tage ortosen af og kontakte din bandagist, terapeut eller forhandler.

Instruktion



1. Kontroller at produktet er hel og uden skader.
2. Åben de to cirkulære velcrobånd og frigør snørringen. Lad tommelbåndet være lukket.
3. Før hånden ind gennem den store åbning og tomlen gennem den mindre åbning.
4. Juster først det smalle velcrobånd ved tomlen.
5. Fæst derefter de to velcrobånd som regulerer snørringen. Se til at...."trikån?" er ? under snørringen.
6. Efterjuster så det føles behageligt.

Bruksområder

Elcross Carpus Flexi er spesielt godt egnet for revmatikere. Ortosen er foret med bomull som er behagelig mot huden. Snøringssystemet gjør den enkel å ta på og av samt passformen fleksibel. Uttakbar og formbar aluminiumskinne.

Indikasjoner

Revmatologiske sykdommer og avlastning.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av helsefaglig, kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes til for hardt. Ta straks av ortosen om det

oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Tekstilen består av bomull, elastane med en fylling av polyuretan. Produktet er ikke behandlet med flammeskyttende middel. Uten latex.

Vaskeinstruksjon

Lukk alle borrelåsene før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Ved spørsmål

Om det oppstår noen problemer, ta av ortosen og kontakt utprøveren eller stedet du kjøpte ortosen.

Instruksjon



1. Kontroller at produktet er helt og uten skader.
2. Åpne de to sirkulære borrelåsbåndene og løsne snøringen.
La tommelbåndet forbli lukket.



3. Før inn hånden gjennom den store åpningen og tommelen gjennom den mindre åpningen.



4. Juster først den smale borrelåsen ved tommelen.
5. Fest deretter de to borrelåsene som regulerer snøringen. Pass på at stoffet under snøringen er slett.
6. Etterjuster slik at ortosen sitter behagelig.

Käyttöalueet

Elcross Carpus Flexi rannetuki sopii erityisesti reumaatikoille. Tuki on vuorattu pehmeällä ja miellyttävän tuntuksella puuvillamateriaalilla.

Nyöriytyssysteemi helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Nyöriytyksen ansiosta tuen istuvuutta on helppo säätää. Tuessa on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta.

Indikaatiot

Reumasairaudet ja rasisusvammojen ehkäisy.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Puuvillaa, elastaania, polyuretaani täytteellä. Tuote ei ole tulen kestävä. Ei sisällä lateksia.

Pesuhjeet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Pese koneessa 40°C:ssa. Tasokuivaus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti.

Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

Sovitusohjeet



1. Tarkista, että tuote on ehjä.
2. Avaa molemmat tarranauhat ja löysää nyörit. Pidä peukalo-osa edelleen kiinni.
3. Pujota tuki käteesi avoimesta kohdasta sekä peukalo pienemmän aukon lävitse.
4. Säädä ensin peukalon ympärillä oleva tarranauha.
5. Kiinnitä sitten molemmat nyöriiset tarranauhat. Varmista, että nyörien alle jäävä kangas ei ole rutussa.
6. Säädä tuki siten, että se istuu hyvin.

Carefully read this instruction sheet before use!

Intended Use

This product is intended for patients with rheumatic problems. It is lined with a soft cotton material that is very comfortable towards the skin.

The lacing system makes the closing flexible. Removable aluminium spoon.

Indications

Rheumatic illnesses and for pain relief.

Contraindications

No known.

Adjustments

This product should only be altered by a medical professional.

Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

Material Specifications

This orthosis is made from cotton, elasthane and with a filling of 100% polyurethane. This product is not flame retardant. Latex free.

Washing Instruction

Close all Velcro prior to laundering. Machine wash in 40°C (104°F). Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean.

Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.

Instruction for use



1. Check that the product is complete and without damage.
2. Open the two circular Velcro straps. Keep the thumb strap closed.
3. Put the hand through the large opening and the thumb through the smaller.
4. Adjust the thumb strap.
5. Then close the two long strap around the wrist. Ensure it is not too tight. Ensure that the textile under the lacing is smooth.
6. Adjust for comfort.



Item No.	Color	Size	Side	Wrist circumference
28149 1011	Blue	Small	Left	11 - 14 cm
28149 1012	Blue	Medium	Left	14 - 17 cm
28149 1013	Blue	Large	Left	17 - 20 cm
28149 1014	Blue	XLarge	Left	20 - 23 cm
28149 2011	Blue	Small	Right	11 - 14 cm
28149 2012	Blue	Medium	Right	14 - 17 cm
28149 2013	Blue	Large	Right	17 - 20 cm
28149 2014	Blue	XLarge	Right	20 - 23 cm

