

**Semi-rigid
Hyperekstensjonsortose**





En funksjonell kneortose ved hyperekstensjon i kneleddet



Silikon som er strategisk plassert for å hindre migrasjon.

Anatomisk formet patellaåpning med silikonpolstring.

Justerbare leddstopp.
Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°
Ekstensjon: 10°, 20°, 30°, 40°

Lomme som beskytter og holder leddet på plass.

Ortosen er forformet etter benets kontur for å oppnå bedre komfort.



Kryssbåndet kan enkelt justeres med en hånd.

Det brede båndet hindrer skinnene fra å gli bakover når hyperekstensjonsbåndet strammes.

Forformet forsterkning som stabiliserer åpningen og avlaster trykk fra AFO.

Effektiv og letthåndterlig kneortose ved hyperekstensjon.

Tynt og lett materiale som puster og er behagelig for brukeren.



- Den unike forsterkningen gjør at ortosen alltid holder seg åpen i overkant, og gjør det enkelt å føre ortosen over foten og opp på benet selv ved nedsatt håndfunksjon.
- Romslig pådragslomme i overkanten brukes for å dra ortosen opp på benet og deretter justere så patellaåpningen er korrekt plassert over kneet.

Ultramyk innside med lav friksjon og uten synlige sømmer som gnager.



- Skaper et "beskyttelseslag" mellom ortosen og huden.
- Motvirker hudirritasjon.
- Hjelper ortosen med å gli lett over foten og opp på benet.

Ta på ortosen med en hånd

Den unike T-Bøylen gjør det enklere å:

- På egen hånd ta på ortosen i sittende.
- På egen hånd ta på ortosen selv med nedsatt håndfunksjon.



Hvordan skal skal T-Bøylen brukes?

- T-Bøylen monteres under den grå markeringen på lårdelens bakside.
- Med alle bånd åpnet dras ortosen, med baksiden vendt framover, opp over foten.
- Når ortosen er dratt over foten vrir ortosen rett vei. Dette momentet forenkles med hjelp av det ultramyke materialet på innsiden av ortosen. Ortosen dras opp på benet til patellaåpningen er korrekt plassert over kneet.



SEMI-RIGID

Hyperekstensjonsortose

T-BØYLE



FRA SIDEN



BAKFRA



CROSS™ er beregnet for mild til moderat hyperekstensjon i kneleddet som følge av nevromuskulære sykdommer eller andre skader. Ortosen kan brukes sammen med Allard AFOs når hyperekstensjon i kneleddet forekommer i kombinasjon med droppfot.

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Omkrets 15cm under midt- patella	Omkrets midt-patella	Omkrets 15cm over midt-patella
28715 0011	Kneortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715 0012	Kneortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715 0013	Kneortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715 0014	Kneortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716 0000	T-Bøyle	En Størrelse			