

Fast-Lite

Raske, prefabrikkerte løsninger til gipsrommet



Raske prefabrikerte løsninger med Fast-Lite

Den nye Fast-Lite er en innovativ, forformet gipsskinne, som revolusjonerer gipsingsprosessen ved å gjøre anleggelsen raskere og mer smidig. De forformede skinnene til albue og underben er fremstilt av X-Lite® Classic og kan lett varmes opp og formes direkte på pasienten – noe som effektiviserer prosessen og sparer verdifull tid for både pasient og gipsetekniker/sykepleier.

Lett, behagelig og sterkt

X-Lite® Classic materialet er sterkt og stabilt med en åpen struktur, som lar huden puste.

Effektiv og tidsbesparende

Lett og smidig å påføre. Herder raskt og gir full støtte til pasientens ekstremitet i løpet av 20 minutter.

Lett å tilpasse

Kan punktvarmes og trimmes for å muliggjøre en perfekt passform og individuell tilpasning.

Sterkt og rigid

X-Lite® er et meget sterkt materiale. Man kan bruke betydelig mindre materiale og samtidig oppnå samme styrke som med andre skinn- og gipsmaterialer på markedet.



Giftfri og miljøvennlig

Langvarig immobilisering er ofte nødvendig ved frakturer og etter operasjon.

Det er viktig å velge det rette gipsmaterialet for å oppnå best mulig sluttresultat og gi klinikere og annet medisinsk utdannet personale de beste forutsetninger for å lykkes.

X-Lite® er et holdbart produkt som gir pasienten komfort ved å være lett og ventilerende og ikke inneholde skadelige stoffer. Fast-Lite er laget av X-Lite® som er fremstilt av bomull som er impregnert med en giftfri polymer, noe som sikrer god komfort for pasienten og et sikkert arbeidsmiljø for personalet.



Slik brukes Fast-Lite

Fast-Lite er enkel å bruke, og er rask å tilpasse etter pasientens behov. Materialet blir mykt og formbart ved varmeaktivering i vannbad innstilt på 65°C.

1. Mål pasienten. Om ortosen er for stor kan du markere hvor den skal justeres, mykne opp materialet i vannbadet og klippe til ønsket størrelse.
2. Appliser stockinette og polstring på pasienten.
3. Plasser FastLite i vannbadet i 20–30 sekunder så materialet blir mykt. Det er viktig å starte med ortosens ledd for å sikre en god passform ved hæl eller albue.
4. Form ortosen rundt pasienten og forsikre deg om at den passer skikkelig rundt leddet.
5. Arbeidstiden er 3–4 minutter, og materialet er helt herdet etter 20 minutter.



Art.nr.	Størrelse	Beskrivelse	Ve/Hø
64961	S - XL	Underbensskinne	Universal
64962	S - XL	Albueskinne	Ve/Hø

*Rask og fleksibel
prefabrikkert løsning*



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no