

elements *body*

UTPRØVINGSERME

Utp prøvingsmermet er utformet for å brukes i vurderingsprosessen for Elements Body. Det gjør det mulig for klinikerer å vurdere behovet før en individuelt tilpasset ortose produseres. Utp prøvingsmermet skal kun brukes i en vurderingsperiode på 2 - 4 uker.

Bruksområder: Cerebral Parese, Slag, ADHD, Downs Syndrom, Autisme eller Ehlers Danlos syndrom.

Art.nr	Størrelse	Ve/Hø	Hånd- ledd* cm	Albue* cm	Biceps* cm
39344 0008	XXX-Small	Bilateral	11-12	16-18	16-18
39344 0009	XX-Small	Bilateral	12-13	18-20	18-20
39344 0010	X-Small	Bilateral	13-14	20-22	20-22,5
39344 0011	Small	Bilateral	14-15	21-23	22,5-25
39344 0012	Medium	Bilateral	14-16	22-25	24-27
39344 0013	Large	Bilateral	16-18	25-28	27-30
39344 0014	X-Large	Bilateral	18-20	28-31	30-33
39344 0015	XX-Large	Bilateral	20-22	31-34	33-37

*Omkretsmål