

CAMP[®]
SCANDINAVIA

AVLASTNING

VID BEHANDLING
AV DIABETESFOTEN

SBi SALVATELLI
BROTHERS
INNOVATION

SBI MOTUS

SÅRVÅRD OCH
BEHANDLING AV
FOTSÅR VID DIABETES



INNOVATIV AVLASTNINGSTEKNIK

ITCC* MED ETT EJ AVTAGBART SYSTEM (ENLIGT STANDARD BESKRIVEN I WGDF 2015)

PREFABRICERAD OCH ANPASSNINGSBAR

OPTIMA MOLLITER TEKNOLOGI ÄR KLINISKT BEVISAD I KONTROLLERADE
RANDOMISERADE STUDIER FÖR BEHANDLING AV FOTSÅR VID DIABETES.

FUNKTIONELL REHABILITERING

Optima Molliter Clinical Evidences

*Instant Total Contact Cast



DiabetesCare

FAI FOOT & ANKLE
INTERNATIONAL

SBI MOTUS

AVSEDD ANVÄNDNING

- Sårvård och behandling av framfots- och mellanfotssår vid diabetes
 - Som stabilisering för Charcot fot
 - Vid rehabilitering efter operation
-
- Avtagbar total rullsula vid behandling av plantarskada vid fotsår (1).
 - Den avtagbara stabila rullulan gör det enkelt att gå från akut till kronisk behandling (2) (Ingår ej).
 - Flyttbar placering av bandfästen (3).
 - Innerdelen är avtagbar och kan formas med värmepistol (4).
 - Kan säkras till ett "ej-avtagbart" system (5).
 - Anpassningsbara inläggssulor 3x3 (6).
 - Stabil plastram skyddar tibia (8).

Art.nr	Benämning	Storlek	Fotstorlek
79015 0011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	34 - 36
79015 0012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	37 - 39
79015 0013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	40 - 42
79015 0014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	43 - 45
79015 0015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	46 - 48

SBI FRAME

STABILIA FOT-OCH/ELLER
ANKELFRAKTURER, SVÅRA
STUKNINGAR, POST-
OPERATIV BEHANDLING



PREFABRICERAD OCH ANPASSNINGSBAR TRAUMA WALKER

LÅG VIKT OCH HÖG KOMFORT

FUNKTIONELL REHABILITERING

SBI FRAME

AVSEDD ANVÄNDNING

- Stabila fot-och/eller ankelfrakturer
 - Svåra stukningar
 - Postoperativ behandling
-
- Flyttbar placering av bandfästen (3).
 - Innerdelen är avtagbar och kan formas med värmepistol (4).
 - Stabil plastram skyddar tibia (8).
 - Avtagbar stabil rullsula(2).
 - Kraftig en-lagers inläggssula (7).

Art.nr	Benämning	Storlek	Fotstorlek
79016 0011	SBI Frame Post-Op Walker	Small	34 - 36
79016 0012	SBI Frame Post-Op Walker	Medium	37 - 39
79016 0013	SBI Frame Post-Op Walker	Large	40 - 42
79016 0014	SBI Frame Post-Op Walker	X-Large	43 - 45
79016 0015	SBI Frame Post-Op Walker	XX-Large	46 - 48

SBI W-HEEL

BEHANDLING AV
HÄLSKADOR



UTVECKLAD FÖR HÄL-AVLASTNING

PREFABRICERAD OCH ANPASSNINGSBAR

LÅG VIKT OCH HÖG KOMFORT

FUNKTIONELL REHABILITERING

SBI W·HEEL

AVSEDD ANVÄNDNING

- Behandling av hälskador
 - Postoperativ behandling av hälskador
 - Hälavlastning
-
- Avtagbar total rullsula vid behandling av plantarskada vid fotsår (1).
 - Flyttbar placering av bandfästen (3).
 - Innerdelen är avtagbar och kan formas med värmepistol (4).
 - Stabil plastram skyddar tibia (8).
 - Avtagbar stabil rullsula(2) (ingår ej).
 - Anpassningsbara inläggssulor 3x3 (6).

Art.nr	Benämning	Storlek	Fotstorlek
79017 0011	SBI Wheel Walker Öppen häl	Small	34 - 36
79017 0012	SBI Wheel Walker Öppen häl	Medium	37 - 39
79017 0013	SBI Wheel Walker Öppen häl	Large	40 - 42
79017 0014	SBI Wheel Walker Öppen häl	X-Large	43 - 45
79017 0015	SBI Wheel Walker Öppen häl	XX-Large	46 - 48



79018 Walker Ram
Stängd häl (S - XXL)



79019 Walker Ram
Öppen häl (S - XXL)



79020 komplett
innerdel för walker (S - XXL)



79021 Set för walker,
8 spännen och 4 band
(S - XXL)



79022
SBI Stabil rullsula
(S - XXL)



79023
SBI Total rullsula
(S - XXL)



79024
SBI Inlägg 3+3 set
(S - XXL)




79025 SBI Inlägg
vid amputation
(S - XXL)



79026 SBI Inlägg
enkelt svart
(S - XXL)



79027 Tubstrumpa
utan sömmar
(En storlek)



79028 Låsband
för walkers (2st)

För ytterligare detaljer om storlekar och artikelnummer se separat prislista.

Support for Better Life!