

## Ytterligere en utvikling innen ToeOFF®-Familien!

NAVIGAIT™ er alternativet ved mild droppfot, hvor løftet enkelt kan justeres med et gummibånd etter brukerens behov.

- Utviklet for å hjelpe personer med mild droppfot til bedre dorsalfleksjon.
- Den polstrede plastdelen sitter komfortabelt mot benets fremside.
- Har en avtagbar og vaskbar polstring.
- Graden av dorsalfleksjon justeres gjennom krokens plassering i skoen eller borrelåsens plassering.
- Det smidige designet gjør den usynlig under bukser.
- NAVIGAIT™ finnes i to størrelser.
- Plastdelen kan ved behov trimmes noe i over- og underkant.

# NAVIGAIT™

### **Bruksområder/Indikasjoner**

NAVIGAIT™ er ment for å støtte en fot når mulighetene for aktiv dorsalfleksjon er redusert som følge av neurologiske tilstander som f.eks. slag, MS, post polio etc.

### **Kontraindikasjoner**

NAVIGAIT™ skal ikke brukes av personer som har spastisitet eller kraftig ødem.

### **Øvrig**

NAVIGAIT™ kan ikke brukes til justering av feilstillinger i foten eller ved deformiteter. Dette må ved behov behandles med sko og/eller innlegg.



En viktig del av vår produktutvikling er å lytte til markedet og samle inn de synspunkter og ønsker som dukker opp fra både brukere og fra den ortopeditekniske siden. Utviklingen av NAVIGAIT™ er et unikt samarbeide mellom brukere, ortopediingeniører og Camp Scandinavia.

Som et ledd i vår ambisjon "Support for better life" er utviklingen av sortimentsbredden viktig, for å kunne møte de ulike behovene som finnes.

*Peter Allard  
Adm.dir.*

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Plastdelens høyde
28410 0011	NAVIGAIT™	Small/Medium	27,5 cm
28410 0013	NAVIGAIT™	Large/X-Large	31,5 cm
28412 0011	Ekstra bånd m. krok	Small/Medium	
28412 0013	Ekstra bånd m. krok	Large/X-Large	

*patent pending*

September 2010 ©