



SELECTION® RADIALIS FINGERDEL & TOMMEDEL


Ny i SELECTION® er Fingerdel og Tommeldel. Disse selges separat for å kunne kombineres på best mulig måte. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet for bruk ved Radialisparese (dropphånd forårsaket av skade på radialisnerven) for å muliggjøre en funksjonell gripeevne i den perioden som nerven heles. De er tenkt å kombineres med SELECTION® Håndleddsstøtser 35204, 35205 og 35209.



Her vises tommeldelen montert på en SELECTION® Håndledd Soft 35204.

Art.nr.	Størrelse	Side	Mål
35216 1011	Small	Venstre	3 - 4 cm
35216 1013	Large	Venstre	5 - 6 cm
35216 2011	Small	Høyre	3 - 4 cm
35216 2013	Large	Høyre	5 - 6 cm

Mål: Lengde leddsenter MCP1 – leddsenter IPI.





SELECTION® RADIALIS FINGERDEL & TOMMEDEL

Radialis Fingerdel består av to deler, noe som gjør den enklere å ta på og tilpasse til best mulig passform. Fingerdelen festes mot ortosen sitt myke materiale på håndbaken. Enkel å montere og behagelig å bruke. Kan med fordel kombineres med Radialis Tommeldel.



Over vises kun fingerdelen montert på en SELECTION® Håndledd Soft 35204. Til venstre både fingerdel og tommedel.

Art.nr.	Størrelse	Side	Mål
35217 1011	Small	Venstre	17 - 20 cm
35217 1012	Medium	Venstre	20 - 23 cm
35217 1013	Large	Venstre	23 - 27 cm
35217 2011	Small	Høyre	17 - 20 cm
35217 2012	Medium	Høyre	20 - 23 cm
35217 2013	Large	Høyre	23 - 27 cm

Mål: Omkrets MCP 2-5

