



Support for better life!

# FreeMotion

Free Movable Joints



# FreeMotion

FreeMotion er en serie enakslede fribevegelsesledd utviklet for individuelt tilpassede ortopediske hjelpemidler for både øvre og nedre ekstremiteter – for barn, ungdom og voksne. Leddet kan brukes frittstående, men fungerer også perfekt sammen med MultiMotion, MultiStatic og Titan Double Action – for enda flere muligheter i din ortosekonstruksjon.

**Bruksområde:** FreeMotion-ledd kan brukes som en individuell leddkomponent eller som en støtteledd på den kontralaterale siden av den affiserte leddet for å forbedre torsjonsstivheten i ortosen.





## Egenskaper

- Konfigurasjoner:
  - Proksimalt og distalt med en modulær skinneadapter <sup>(1 & 5)</sup>
  - Proksimalt med skinneadapter, distalt med T-skinne <sup>(2 & 6)</sup>
  - Proksimalt integrert skinne, distalt med T-skinne <sup>(3 & 7)</sup>
  - Proksimalt og distalt med integrerte skinner <sup>(4 & 8)</sup>
- Bevegelsesutslag: +120° til -120°
- Skinnebredde: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Skinnetykkelse: 3 mm
- Materiale: rustfritt stål

## Komponenter

FreeMotion-leddene er tilgjengelige i størrelsene small og medium, hver i følgende konfigurasjoner: med modulær skinneadapter eller med integrerte skinner og/eller med T-skinne.

Et justeringsverktøy og ulike leddskinner er tilgjengelige som tilbehør til FreeMotion-leddene.



### Størrelsestabell – FreeMotion

Nr.:	Art.nr.	Enhet	Størrelse	Side	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Ø leddhode	Offset T-skinne	Lengde bunn til akse
1	FM03M-12	stk	small	universal	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	stk	small	universal	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03BT-12	stk	small	universal	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	FM03B-12	stk	small	universal	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	FM04M-16	stk	medium	universal	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	FM04MT-16	stk	medium	universal	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	FM04BT-16	stk	medium	universal	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	FM04B-16	stk	medium	universal	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm


## Tilbehør

### Leddskinner

Alle skinnene leveres forboret for optimal innfesting. Skinnene har høy stivhet og finnes i to ulike størrelser samt flere forskjellige utførelser.

### Egenskaper

- Materiale: Aluminium



### Størrelsestabell – Leddskinner


Art.nr.	Enhet	Längd skena	Bredd skena	Tjocklek skena	Modell
BAR-S-12	sett (2 skinner)	200 mm	12 mm	3,2 mm	Rak
BAR-O-12	sett (2 skinner)	350 mm	12 mm	3,2 mm	Offset
BAR-T-12	sett (2 skinner)	150 mm	12 mm	3,2 mm	T-skena
BAR-S-16	sett (2 skinner)	200 mm	16 mm	4,0 mm	Rak
BAR-O-16	sett (2 skinner)	450 mm	16 mm	4,0 mm	Offset
BAR-T-16	sett (2 skinner)	150 mm	16 mm	3,2 mm	T-skena

### FreeMotion justeringsverktøy

Justeringsverktøyet forenkler produksjonen av ortosen og er et praktisk, høykvalitets verktøy som kan brukes flere ganger for korrekt innretting av FreeMotion-leddene på gipsen.

### Størrelsestabell – Justeringsverktøy

Art.nr.	Enhet	Beskrivning
AK-100	stk	T-skinne
AK-104	sett	Justeringsverktøy



## Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Finland  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no