

CROSS™ Hemi Shoulder

CROSS™ Hemi Shoulder er en komfortabel og stabil ortose i tekstil, utformet for å håndtere sublaksasjon og skuldersmerte (se referanselitteratur under Anbefalt Litteratur nedenfor).

Ortosen er konstruert for å gi kontrollert korrigerende av armens og skulderens posisjon ved hjelp av utoverrotasjon og elevasjon, med hensikt å lindre smerte, forbedre holdningen og fremme funksjonell bevegelse. På den måten støtter den brukerens aktive rehabiliteringsprosess.

Bruksområde

Sublaksasjon i skulderen, skuldersmerter og dysfunksjon etter diagnoser som:

- Hjerneslag
- Parese i skulder/arm på grunn av hemiplegi
- Skader i plexus brachialis

Kontraindikasjoner

Traumatisk skulderlaksasjon. Bruk av pacemaker. Bruk av defibrillator (ICD).

Mål

Mål 1: Omkrets overarm

Mål 2: Omkrets underarm



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2
287171010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Venstre	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Venstre	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Venstre	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Venstre	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Venstre	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287172010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Høyre	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287172011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Høyre	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287172012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Høyre	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287172013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Høyre	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287172014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Høyre	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287180000	CROSS Hemi Shoulder, Strap	One Size	-	-	-