

# Method TA™ AFO

Method TA™ AFO er en prefabrikkert, individuelt tilpasset ortoseløsning som kan brukes til behandling av et bredt spekter av patologiske gangavvik ved hjerneslag, CP, MMC, CMT og andre komplekse nevromotoriske tilstander.

## Funksjoner:

- Avansert prepreg karbonkompositt designet for å utnytte Triple Action® multifunksjons ankelled fullt ut.
- Premium Triple Action® multifunksjons ankelled med uavhengig justering av ROM, alignment og fjærmotstand.
- Rigid fremre skall med lateralt ledd og supramalleolær forlengelse for å motvirke gnag eller feilstillinger i fot og ankel.
- Prepreg fotplate som passer pasientens sko og gir avvikling og energigjenvinning for mer effektiv gange.
- Lett å ta på med desinfiserbar tibiastrøpp, tommelløkke og feste for påtaking med én hånd.
- Smussavvisende, justerbare/omplasserbare polstringer for komfortabel bruk hele dagen.

## Bruksområde

Slag, CP, MS, MMC, ryggmargskade, CMT og andre nevromotoriske diagnoser som resulterer i gangavvik i standfasen.

## Kontraindikasjoner

Pasientvekt > 100 kg



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Høyde	Fotsølenes lengde
625851011	Method TA™ AFO	Small	Venstre	Damestr. 40 EUR	356 mm	241 mm
625851013	Method TA™ AFO	Large	Venstre	Herrestr. 46 EUR	406 mm	279 mm
625852011	Method TA™ AFO	Small	Høyre	Damestr. 40 EUR	356 mm	241 mm
625852013	Method TA™ AFO	Large	Høyre	Herrestr. 46 EUR	406 mm	279 mm