

# COMBO™

Combo er en ortose-del spesielt laget for behandling av hyperekstensjon i kombinasjon med droppfot. Combo er en forlenging som monteres på en ToeOFF/BlueROCKER 2.0 eller 2½ modell. Combo skal ikke brukes sammen med FLOW, Short eller Pediatriske modeller. Den unike konstruksjonen gjør at droppfotskinnen og Combo-delen enkelt kan kobles sammen.



## Bruksområde

Instabilitet i kneleddet, overstrekking i kombinasjon med droppfot pga. slag, post-polio, MS, nevropati etc. Combo skal ikke brukes sammen med Ypsilon FLOW eller ToeOFF FLOW.

## Kontraindikasjoner

Totalt fravær av ligament i kneet. Totalt Quadricepsbortfall. Kraftig svekket kognitiv evne. OBS: Når utprøvingen er ferdig kan det ikke være mer enn 10° hyperekstensjon igjen i ortosen.

## Mål

Knemål 1: M-L midt-patella

Knemål 2: Omkrets 20 cm over patella

Knemål 3: M-L 20 cm over patella.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 1	Knemål 2	Knemål 3
287800000	Kneledd med skinner, par	En størrelse	-	-	-	-
287811011	Lårdel	Small	Venstre	-	30-40 cm	11-15 cm
287811012	Lårdel	Medium	Venstre	-	38-50 cm	13-17 cm
287811013	Lårdel	Large	Venstre	-	48-60 cm	15-19 cm
287811014	Lårdel	X-Large	Venstre	-	58-70 cm	17-21 cm
287812011	Lårdel	Small	Høyre	-	30-40 cm	11-15 cm
287812012	Lårdel	Medium	Høyre	-	38-50 cm	13-17 cm
287812013	Lårdel	Large	Høyre	-	48-60 cm	15-19 cm
287812014	Lårdel	X-Large	Høyre	-	58-70 cm	17-21 cm
287820011	Bånd, tekstil og spenner	Small	Bilateral	7-10,5 cm	-	-
287820012	Bånd, tekstil og spenner	Medium	Bilateral	9,5-13 cm	-	-
287820013	Bånd, tekstil og spenner	Large	Bilateral	12,5-16 cm	-	-
287960000	Leggbånd	En størrelse	-	-	-	-
287830011	SoftKIT, 2 stk.	Small	-	-	-	-
287830012	SoftKIT, 2 stk.	Medium	-	-	-	-
287830013	SoftKIT, 2 stk.	Large	-	-	-	-
287830014	SoftKIT, 2 stk.	X-Large	-	-	-	-
287840011	Tibiakobling	Small	-	-	-	-
287840012	Tibiakobling	Medium	-	-	-	-
287840013	Tibiakobling	L-XL	-	-	-	-