

# KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby

KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby, som inngår i vår serie produkter for droppfot, tilbyr en tidlig dynamisk ortosebehandling som kan hjelpe barnet til et jevnere og mer naturlig biomekanisk korrekt gangmønster. Ortosen hjelper barnet gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens bevegelse i flere plan gjennom støtfasen. Ortosens plassering på framsiden av tibia hjelper også til ved andre proksimale problemer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller "Crouch"-gange. KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby skal brukes i kombinasjon med en individuell fottilpassing for å kontrollere fotens posisjon.

## Bruksområde

Droppfot. Forandringer i gånøstretet pga. proprioepsjonsforstyrrelse. Tågåere med intakt mellomfot. "Crouch"-gange pga. lav tonus (fleksjon i hoft/kne/ankel). Spina Bifida. Cerebral Parese. Muskeldystrofi og MMC.

## Kontraindikasjoner

Begrenset bevegelse i ankelleddet (minst 5° dorsalfleksjon ved passiv bevegelse). Altfor rigid fotstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturelle feilstillinger i kne og/eller ankel.

kiddieGAIT<sup>®</sup>

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Fotbladets lengde	Høyde
283721008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Venstre	11 cm	15 cm
283721009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Venstre	12,5 cm	18 cm
283721010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Venstre	14 cm	20 cm
283722008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Høyre	11 cm	15 cm
283722009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Høyre	12,5 cm	18 cm
283722010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Høyre	14 cm	20 cm