

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® er utviklet for å møte behovet hos barn med mer omfattende problemer enn kun droppfot. Her kan barnet ha bilateral svakhet og behøver mer stabilitet i støtfasen. Akkurat som de andre barnemodellene er KiddieROCKER® dynamisk gradert mellom størrelsene. Modellen gir også økt stabilitet i M/L- plan og A/P-plan.

Bruksområde

Droppfot. KiddieROCKER® er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikelser etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, crouch gange med lav tonus ved tilstander som spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner

Begrenset dorsalfleksjon (behøver minst +5° dorsalfleksjon forbi nøytralleie). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdreivet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling.

kiddieROCKER®



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Fotbladets lengde	Høyde
289021011	KiddieROCKER	Small	Venstre	16 cm	22 cm
289021012	KiddieROCKER	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
289021013	KiddieROCKER	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
289021014	KiddieROCKER	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
289022011	KiddieROCKER	Small	Høyre	16 cm	22 cm
289022012	KiddieROCKER	Medium	Høyre	18 cm	25,7 cm
289022013	KiddieROCKER	Large	Høyre	20 cm	29,5 cm
289022014	KiddieROCKER	X-Large	Høyre	21 cm	31,5 cm
289031011	KiddieROCKER m/D-ring	Small	Venstre	16 cm	22 cm
289031012	KiddieROCKER m/D-ring	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
289031013	KiddieROCKER m/D-ring	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
289031014	KiddieROCKER m/D-ring	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
289032011	KiddieROCKER m/D-ring	Small	Høyre	16 cm	22 cm
289032012	KiddieROCKER m/D-ring	Medium	Høyre	18 cm	25,7 cm
289032013	KiddieROCKER m/D-ring	Large	Høyre	20 cm	29,5 cm
289032014	KiddieROCKER m/D-ring	X-Large	Høyre	21 cm	31,5 cm