

SureStep Indy 2 Stage

En ortose med unik design, utviklet slik at barn kan oppnå sin bevegelsesevne fra flere ulike nivåer. Ortosen finnes i to utførelser: Solid, som er uten ledd, og leddet. Denne unike totrinnsortosen (en ortose inne i en annen ortose) gjør det mulig å bruke Surestep uavhengig av en AFO. Den tillater barnet å forflytte seg på flere ulike måter uten å hemme den normale muskelfunksjonen. Når begge ortosene brukes samtidig, låser SMO'en seg sikkert inne i AFO'en, og omvandler dermed den dynamiske SMO'en til en AFO som gir stabilitet i tre plan uten å begrense den normale bruken av fotens indre muskulatur.

Indy 2 Stage er ideell for barn som trenger proksimal støtte av en AFO for å oppnå et uavhengig stående, men som fortsatt har glede av en SMO for å kunne krype og ta seg opp til stående aktiviteter på rett måte. I løpet av den tiden som disse barna utvikles og begynner å ta selvstendige skritt med sin AFO, kan du fortsette å arbeide med å forbedre bevegelsesmønster og muskelstyrke med SMO'en for å oppnå en smidigere overgang til en minsket bruk av ortoser. Barn med funksjonshinder som fører til at de blir trøttere utover dagen kan starte med å bruke SMO på morgenen for å opprettholde sine funksjonelle muskelgrupper. Senere på dagen kan AFO-delen legges til for å opprettholde et stabilt og funksjonelt gånemønster.

Bruksområde

Hypoton fot og ankel. Barn som trenger hjelp til å forflytte seg. Vanskelighet med å oppnå et stabilt stående. Sagittal og frontal instabilitet/svakhet. Lav proprioceptiv bevissthet.

Kontraindikasjoner

Ankelkontrakturer som begrenser passiv dorsalfleksjon >90°. Alvorlig spastisitet.



| Art.nr. | Modell | Pk. | Størrelse |
|-----------|--------------------|------|-----------|
| 286311000 | Solid, Gips og mål | Par | - |
| 286310000 | Solid, Gips og mål | Stk. | - |
| 282600011 | Ledd, Gips og mål | Stk. | <18 kg |
| 282600013 | Ledd, Gips og mål | Stk. | 18-40 kg |