

Optima Europa

Optima Europa er en sko beregnet til bruk ved fotrehabilitering. Skoen har en rigid bakkappe som kan formes om med varmpistol og et fôr som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast, plantar innleggssåle i myk densitet og velcro lukkingsbånd. Både "Optima innlegg 3x3 sett" og "Optima innlegg ved amputasjon" passer i Optima Europa.

Bruksområde

Behandling av sår mellom tærne, rehabilitering etter hallux valgus operasjon, rehabilitering etter hammertåoperasjon, rehabilitering etter operasjon av Morton's nevro, rehabilitering etter fjerning av negl.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790030011	Optima Europa	Small	Bilateral	34 - 36
790030012	Optima Europa	Medium	Bilateral	37 - 39
790030013	Optima Europa	Large	Bilateral	40 - 42
790030014	Optima Europa	X-Large	Bilateral	43 - 45
790030015	Optima Europa	XX-Large	Bilateral	46 - 48