

# Optima innlegg ved amputasjon

Optima innlegg ved amputasjon er en innersåle av EVA-materiale til bruk i ortosene OptimaDiab, Postop og Europa etter transmetatarsal amputasjon.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790070011	Optima innlegg ved amputasjon	Small	Bilateral	34-36
790070012	Optima innlegg ved amputasjon	Medium	Bilateral	37-39
790070013	Optima innlegg ved amputasjon	Large	Bilateral	40-42
790070014	Optima innlegg ved amputasjon	X-Large	Bilateral	43-45
790070015	Optima innlegg ved amputasjon	XX-Large	Bilateral	46-48