

SBI Motus diabetes walker



SBI Motus diabetes walker er beregnet for avlastning av diabetesfotsår på framfot og mellomfoten. Ortosen har en stabil plastramme som beskytter tibia, og en avtagbar innerdel som kan formes med varmepistol. Den avtagbare yttersålen; Total rullesåle, er beregnet til behandling av plantarskade ved fotsår. Som tilbehør finnes også den avtagbare "Stabile rullesålen" som forenkler å gå fra akutt til kronisk behandling. Ortosen har båndfester kan flyttes og som også kan sikres til et "Ikke avtagbart" system. Justerbart SBI innlegg 3x3 sett er en innleggsåle for målrettet avlastning av plantare fotsår. Innlegget har tre lag og tre fasthetsnivåer (rigid, medium og myk) som kan kombineres og tilpasses til fotsåret. SBI innlegg 3 x 3 sett inngår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

Bruksområde

Sårpleie og behandling av sår på fram- og mellomfoten ved diabetes. Som stabilisering for Charcot fot. Ved rehabilitering etter operasjon.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilateral	34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilateral	37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilateral	40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilateral	43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilateral	46 - 48