

Active X™ Long

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en lett kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Sirkulære bånd med D-ring (to oppe og to nede) som kan løsnes. Leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon. Sett med stoppere er inkludert. Ortosen er bilateral.

Bruksområde

MCL/LCL instabilitet
Mindre mediale eller laterale meniskskader
Lett gonartrose
Bursitt
Leddlidelser

Kontraindikasjoner

Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL rupturer. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Mål

Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Modell	Størrelse	Farge	Mål 1	Mål 2	Mål 3
280520010	Drapå modell	X-Small	Svart	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280520011	Drapå modell	Small	Svart	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280520012	Drapå modell	Medium	Svart	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280520013	Drapå modell	Large	Svart	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280520014	Drapå modell	X-Large	Svart	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280520015	Drapå modell	XX-Large	Svart	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280520016	Drapå modell	XXX-Large	Svart	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280530011	Drarundt modell	Small	Svart	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280530012	Drarundt modell	Medium	Svart	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280530013	Drarundt modell	Large	Svart	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280530014	Drarundt modell	X-Large	Svart	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280530015	Drarundt modell	XX-Large	Svart	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280530016	Drarundt modell	XXX-Large	Svart	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
357100000	Fleksjons-/Ekstensjonsstopp	-	-	-	-	-