

Active X™ Sleeve

Denne drapåmodellen er beregnet til bruk ved milde smertetilstander i kneet. Materialet i ortosen gir lett kompresjon og varme. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Rundt patellaåpningen ligger en myk polstring for økt patellastabilisering. Ortosen har borrelåsjustering på lårets framside og på leggens bakside. Active X Sleeve har en spiralskinne i hver side. Ortosen er bilateral.

Bruksområde

Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse eller lett instabilitet i kneet.

Kontraindikasjoner

Alvorlige kneskader som ACL/PCL-rupturer, alvorlige MCL/LCL skader. Vær oppmerksom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Mål

Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

ACTIVEX™



Art.nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
280560010	Active X Sleeve	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280560011	Active X Sleeve	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280560012	Active X Sleeve	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280560013	Active X Sleeve	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280560014	Active X Sleeve	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280560015	Active X Sleeve	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280560016	Active X Sleeve	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm