

# Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD er beregnet for personer med Multippel Sklerose (MS) som har generell svakhet i benet. HFAD er tenkt å øke styrken i det benet hvor HFAD brukes, forbedre gåprestasjonen og øke det daglige aktivitetsnivået. Ortosen består av et behagelig hoftebånd og to elastiske gummibånd som festes i skoen. Båndene assisterer ved hofte-, kne- og dorsalfleksjon i ankelen. Nivået på assistansen kan lett instilles etter brukerens behov. HFAD kan brukes over vanlige klær eller under løstsittende klær. Finnes i utførelse for ett eller begge bena.

## Bruksområde

HFAD kan være fordelaktig for pasienter med MS som har: svakhet i hofte-, kne- og fotleddsbyøveren, begrenset utholdelse og eventuell utmattelse ved gange, vanskelig for å løfte ben og fot. Bruker kompensasjonsbevegelser som f.eks. bekkentipping, sirkumduksjon og/eller tyngdeoverføring til motsatt side, har forsøkt å bruke en AFO for å kompensere for droppfot, men har fortsatt vansker med å gå på grunn av svakhet i hofte og knefleksorene, forhøyet tonus og får ved hjelp av ortosen til lettere å slappe av og dermed oppnår en bedre gange.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Midje
627841011	Enkel HFAD	Small	Venstre	61-82 cm
627841012	Enkel HFAD	Medium	Venstre	83-102 cm
627841013	Enkel HFAD	Large	Venstre	103-122 cm
627842011	Enkel HFAD	Small	Høyre	61-82 cm
627842012	Enkel HFAD	Medium	Høyre	83-102 cm
627842013	Enkel HFAD	Large	Høyre	103-122 cm
627830011	Dobbel HFAD	Small	Bilateral	61-82 cm
627830012	Dobbel HFAD	Medium	Bilateral	83-102 cm
627830013	Dobbel HFAD	Large	Bilateral	103-122 cm