

Vaskekrem

Spesiallaget flytende vaskekrem som skånsomt fjerner rester fra den selvklebende overflaten på Massasje Festeprøtose. Vaskekremen skummes med litt vann og masseres inn på den selvklebende overfaten og skylles deretter av med lunkent vann. Rengjøringen aktiverer klebefaten på protesen på en effektiv måte. En tube er nok til 250 vask. Tuben kan kjøpes enkeltvis eller i sett à 6 tuber i tilhørende display.



Art.nr.	Størrelse
229250000	1 stk.