


Ezeform™ og Ezeform™ light

Ezeform™ oppfører seg som isoprengummi til tross for at Ezeform™ er et polykaprolacton basert ortosemateriale. Med sin stretchmotstand og middels formbarhet beholder materialet formen sin ved ortoseproduksjon, noe som gir klinikeren mer kontroll. Fordi Ezeform™ høy stretchmotstand strekkes ikke materialet ut når det fjernes fra et vannbad. Dette gjør Ezeform™ til et optimalt materiale ved produksjon av større ortoser.

Materialet har ikke beskyttende overflatebehandling, og har en lett klebrig overflate, noe som gjør at det ikke glir ved modellering. Ezeform™ fester permanent mot seg selv i oppvarmet tilstand. Materialet kan også varmes opp igjen og formes om gjentatte ganger. Men, når materialet er strukket vil det ikke gå tilbake til sin opprinnelige form fordi materialet ikke har minne.

Bruksområde

Ortoser til pasienter med nevrologiske sykdommer, hvile- og funksjonelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter, som base til større dynamiske ortoser og Ezeform light til barneortoser.



Art.nr.	Farge	Lengde	Pk.	Bredde	Tykkelse	Massiv/Perf.
501700000	Hvit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501710000	Hvit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501730000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501740000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501750000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501760000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501780000	Hvit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501790000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501800000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501810000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501820000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501830000	Hvit	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501840000	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501880000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501890000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv