

Kiddie Composite Footplate

En komposittsåle som begrenser bevegelsesutslaget (ROM) i fotens metatarsofalangeale ledd (MTP-leddene), fordeler trykket og avlaster forfoten, samtidig som den letter avrullingen av foten.

Bruksområde

Komposittsålen er utviklet for å beskytte metatarsofalangealleddene (MTP-leddene) og forfoten ved å begrense bevegelsesutslaget (ROM), fordele trykket i forfoten og lette avrullingen av foten. Komposittsålen kan også brukes etter immobiliseringsbehandling med POST-OP-sko eller walker for gradvis å øke bevegeligheten. Den kan dessuten benyttes for å forbedre balansen etter tåamputasjon av tå IV og/eller V. Må dekkes med en innleggssåle.

Kontraindikasjoner

Åpne sår på foten. Ustabile frakturer.

Mål

Lengde; Bredde; Størrelse



Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Lengde	Bredde	Tykkelse
280371011	Small	Venstre	175 mm	60 mm	1.2 mm
280371012	Medium	Venstre	190 mm	66 mm	1.2 mm
280371013	Large	Venstre	175 mm	72 mm	1.2 mm
280372011	Small	Høyre	205 mm	60 mm	1.2 mm
280372012	Medium	Høyre	190 mm	66 mm	1.2 mm
280372013	Large	Høyre	205 mm	72 mm	1.2 mm