

OACTIVE[®] 2

Unilateral kneortose for behandling av enkelsidig kneartrose. Smidig og enkel konstruksjon med lav vekt. Laget av aluminium. Ortosen har smarte innovative spenner for å forenkle å ta på og av ortosen.

Det unike Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90° , og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. OACTIVE[®] 2 kan også innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon. OACTIVE[®] 2 finnes i en størrelse, venstre eller høyre.



Bruksområde

Mild til alvorlig enkelsidig kneartrose. Medialt eller lateralt.

Kontraindikasjoner

Se bruksanvisningen.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
550001000	OACTIVE 2	En størrelse	Venstre
550002000	OACTIVE 2	En størrelse	Høyre
550122000	Ekstra båndsett (uten spenner)	En størrelse	Høyre
550121000	Ekstra båndsett (uten spenner)	En størrelse	Venstre
550131000	Ekstra Polstring	En størrelse	Venstre
550132000	Ekstra Polstring	En størrelse	Høyre
550140061	Suspension Wrap	61 cm	-
550140081	Suspension Wrap	81 cm	-