

# Elements Body - Trial Sleeve

Utprøvingsermet er utformet for å brukes i vurderingsprosessen for Elements Body. Det gjør det mulig for klinikerer å vurdere behovet før en individuelt tilpasset ortose produseres. Utprøvingsermet skal kun brukes i en vurderingsperiode på 2 - 4 uker.

## Bruksområde

EB er egnet for følgende nevrologiske diagnoser med spesifiserte symptomer:

Cerebral Parese: hypotoni, spastisitet, ataksi

MS, Slag & Ervervet hjerneskade: spastisitet, ataksi

Muskeldystrofi, Ervervet ryggmargsskade og Downs syndrom: hypotoni

Atetose: spastisk atetose

## Mål

Mål 1: Omkrets håndledd cm

Mål 2: Omkrets albue cm

Mål 3: Omkrets biceps cm



Art.nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
393440008	EB Utprøvingserme	XXX-Small	11-12 cm	16-18 cm	16-18 cm
393440009	EB Utprøvingserme	XX-Small	12-13 cm	18-20 cm	18-20 cm
393440010	EB Utprøvingserme	X-Small	13-14 cm	20-22 cm	20-22,5 cm
393440011	EB Utprøvingserme	Small	14-15 cm	21-23 cm	22,5-25 cm
393440012	EB Utprøvingserme	Medium	14-16 cm	22-25 cm	24-27 cm
393440013	EB Utprøvingserme	Large	16-18 cm	25-28 cm	27-30 cm
393440014	EB Utprøvingserme	X-Large	18-20 cm	28-31 cm	30-33 cm
393440015	EB Utprøvingserme	XX-Large	20-22 cm	31-34 cm	33-37 cm