

SELECTION[®] Ulnar Deviation



SELECTION[®] Ulnar deviasjonsortose er tenkt å forbedre fingrenes posisjon og dermed optimalisere håndfunksjonen og grep. Ortosen er designet og laget av vårt unike trelags Selection-materiale. Takket være sitt design i lavprofil følger den håndens konturer uten å begrense funksjonen. Det kan klippes i materialet uten at det frynser seg, noe som gjør det mulig med ytterligere tilpassing ved behov.

Den smidige festeflaten gjør det mulig å plassere borrelåsbåndene hvor som helst på ortosen for å optimalisere den ønskede draretrningen. Ulnardeviasjonsortosen gir støtte til håndens bue samtidig som den bidrar til omposisjonering og stabilisering. Den kan også hjelpe til med å håndtere smerte.

En liten utskjæring i materialet ved den femte fingeren forbedrer ortosens tilpassingsevne til håndens ulnare side, noe som sikrer en eksakt passform. Ved behov for ytterligere stabilisering av håndleddet kan ortosen kombineres med en SELECTION[®] håndleddsorthese. Den kan også brukes for omposisjonering og stabilisering hos pasienter med leddmobilitet og muskelsvakhet.

Bruksområde

For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved svak muskulatur ved å tilby mer støtte. Skal ikke brukes i forbindelse med fikserte kontrakturer.

Mål

Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farge
352181010	X-Small	13-16 cm	Venstre	Svart
352181011	Small	16-19 cm	Venstre	Svart
352181012	Medium	19-22 cm	Venstre	Svart
352181013	Large	22-25 cm	Venstre	Svart
352182010	X-Small	13-16 cm	Høyre	Svart
352182011	Small	16-19 cm	Høyre	Svart
352182012	Medium	19-22 cm	Høyre	Svart
352182013	Large	22-25 cm	Høyre	Svart