

# Easy on

Easy On er ment å brukes som et hjelpemiddel når Elements Body Sleeve skal tas på. Bruk av produktet under påtagning reduserer friksjonen og gjør det lettere å ta på ortosen. Når Elements Body Sleeve er tatt på, bør Easy On tas av.

## Bruksområde

Ingen medisinsk indikasjon, produktet brukes kun for å forenkle påtaking av Elements Body/HyMo-ortosen.

## Kontraindikasjoner

Ingen kjente.



| Art.nr.   | Modell  | Størrelse |
|-----------|---------|-----------|
| 393570011 | Easy On | Small     |
| 393570013 | Easy On | Large     |