

Postoperativ sko

Behandlende sko med en vattert, slitesterk nylonoverdel og borrelås med d-ring. Overdelen tilpasser seg etter hevelser og bandasjer. Vattert innersåle med en stiv, lett og slitesterk ytre såle. Sålen er utformet for forbedret stabilitet. Dette forenkler rehabilitering etter fotkirurgi, traume eller andre tilstander som krever immobilisering for å fremme helingen. Skoen kan også brukes i kombinasjon med en gips.

Bruksområde

Tilpasser seg til bandasje eller hevelser, fotkirurgi, håndtering av brukket tå, metatarsalskader, mykdelsprosedyrer, håndtering av diabetesføtter og postoperativt.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Lengde innersåle
432080011	Dame	Small	Bilateral	EU 35-37	23,5 cm
432080012	Dame	Medium	Bilateral	EU 37-40	24,5 cm
432080013	Dame	Large	Bilateral	EU 40-43	26 cm
432090011	Herre	Small	Bilateral	EU 41-42	26 cm
432090012	Herre	Medium	Bilateral	EU 43-45	27,5 cm
432090013	Herre	Large	Bilateral	EU 46-47	30 cm
432090014	Herre	X-Large	Bilateral	EU 47 >	31 cm
432070000	Pediatric	One size	Bilateral	EU < 35	20 cm