

Carbon Footplate

Kullfibersålen er tenkt å beskytte MTP-leddene og framfoten ved å begrense bevegelsesomfanget (ROM), fordele trykket i framfoten, og forenkle avrulling. Kullfibersålen kan også brukes etter immobiliseringsbehandling med POST-OP sko eller walker for gradvis å øke bevegelsen. Den kan også brukes for å forbedre balansen etter tåamputasjon, dig. IV og/eller V.

Må dekkes av en innleggssåle.

Bruksområde

Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer og andre skader eller artrosetilstander i framfoten/mellomfoten, framfotstraume, forstuet tå.



Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Lengde	Bredde	Tykkelse
280351011	Small	Venstre	235mm	77mm	1,8 mm
280351012	Medium	Venstre	255mm	80mm	1,8 mm
280351013	Large	Venstre	275mm	90mm	1,8 mm
280351014	X-Large	Venstre	305mm	99mm/	1,8 mm
280352011	Small	Høyre	235mm	77mm	1,8 mm
280352012	Medium	Høyre	255mm	80mm	1,8 mm
280352013	Large	Høyre	275mm	90mm	1,8 mm
280352014	X-Large	Høyre	305mm	99mm	1,8 mm