

# Manosplint<sup>®</sup> Montana

Montana er et sterkt materiale som gir maksimal stivhet og samtidig fine kanter med middels drapering. Ortosene holder formen tross drag fra sterke komponenter og spastisitet. Det gir maksimal motstand mot tøying, og kan dras rundt kurver uten å bli tynnere eller miste kontrollen. Ikke overflatebehandlet, men har litt klebrig overflate når den er varm. En permanent binding kan enkelt oppnås ved å applisere tørr varme og klippe flatene sammen. Overflaten motstår fingeravtrykk og kantene forblir forseglet og glatte når det skjæres mens materialet er varmt.

## Bruksområde

Immobiliseringsortoser - håndledd, tommel og hånd; mange ulike diagnoser inklusive pediatri, seneskader, frakturer, artritt og nevrologiske diagnoser.

Mobiliseringsortoser - seriell statisk metode eller som base for dynamisk og statisk progressiv design.



Art.nr.	Farge	Lengde	Pk.	Bredde	Tykkelse	Massiv/Perf.
503910000	Hvit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	1% perf.