

SELECTION® Radialis tommeldel

Avlastende tekstil tommeldel. Skal kombineres med SELECTION® Håndleddsorthoser 35204, 35205, 35209, 35222, 35223 eller 35305. Les instruksjonene for hovedproduktet før bruk. Ved radialisparese (dropphånd forårsaket av skade på radialisnerven) kan tommeldelen kombineres med 35217 SELECTION® Radialis Fingerdel for å muliggjøre funksjonelt grep mens nerven restitueres.

Tilgjengelig i mindre størrelser for barn
Tommeldelen er også tilgjengelig i XS og XXS, noe som gjør den kompatibel med våre håndleddsorthoser for barn. Dette gjør den spesielt godt egnet for barn med for eksempel cerebral parese, som ofte trenger mer tilpassede løsninger.

Bruksområde

For avlastning og styring av tommelen, radialisparese.

Mål

Lengde leddsenter MCP1 – leddsenter IP1.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farge
352161009	Radialis Tommeldel	XX-Small Pediatrisk	1,5-2 cm	Venstre	Svart
352161010	Radialis Tommeldel	X-Small Pediatrisk	2-3 cm	Venstre	Svart
352161011	Radialis Tommeldel	Small	3 - 4 cm	Venstre	Svart
352161013	Radialis Tommeldel	Large	5 - 6 cm	Venstre	Svart
352162009	Radialis Tommeldel	XX-Small Pediatrisk	1,5-2 cm	Høyre	Svart
352162010	Radialis Tommeldel	X-Small Pediatrisk	2-3 cm	Høyre	Svart
352162011	Radialis Tommeldel	Small	3 - 4 cm	Høyre	Svart
352162013	Radialis Tommeldel	Large	5 - 6 cm	Høyre	Svart