

# ToeUP™ tekstil ankel fot ortose

ToeUP er en tekstil droppfotsortose til bruk ved mild form for droppfot. Ortosen har en tekstil ankeldel med lav profil som lukkes over malleolene. Ankeldelen koples sammen med et elastisk bånd i kroker som festes under snøringen eller i lissehullene på skoene. Dette gir et løft av framfoten under gange. Løftet reguleres ved hjelp av krokenes plassering eller båndets plassering på ankeldelen. Det finnes en tilhørende D-ring som kan holde båndene sammen. Det finnes en fotdel til ToeUP som kan brukes innendørs. Det er viktig å bruke ToeUP sammen med en strømpe.



## Bruksområde

For pasienter med milde droppfotsymptomer på grunn av nevrologisk og/eller muskulær svakhet i dorsalfleksorene.

## Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes av pasienter som har åpne sår som er hovne, røde, med økt temperatur eller alvorlig ødem og personer som er følsomme for Latex.

## Mål

Mål 1: Ankelomkrets

Mål 2: Omkrets rundt foten

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2
285000010	ToeUP	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285000011	ToeUP	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285000012	ToeUP	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285000013	ToeUP	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285011011	ToeUP Fotdel	Small	Venstre	-	17-21 cm
285011012	ToeUP Fotdel	Medium	Venstre	-	21-25 cm
285011013	ToeUP Fotdel	Large	Venstre	-	25-29 cm
285012011	ToeUP Fotdel	Small	Høyre	-	17-21 cm
285012012	ToeUP Fotdel	Medium	Høyre	-	21-25 cm
285012013	ToeUP Fotdel	Large	Høyre	-	25-29 cm
285060010	ToeUp ankeldel	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285060011	ToeUp ankeldel	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285060012	ToeUp ankeldel	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285060013	ToeUp ankeldel	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285020011	ToeUP Elastisk snor	X-Small - Small	-	-	-
285020013	ToeUP Elastisk snor	Medium - Large	-	-	-
285030000	ToeUP Kroker	-	-	-	-
285040000	ToeUP D-ring	-	-	-	-
285050000	Snørekrok	-	-	-	-