

Aspen Active P-TLSO

Aspens Active Postural-TLSO er designet for å adressere symptomene forbundet med dårlig holdning. Støtten er designet for å aktivt påvirke holdningen ved å gi mild støtte samtidig som den aktiverer og styrker de nødvendige musklene som fremmer riktig spinaljustering. NEWmatix™ Systemet gir en mild påminnelse til pasienten om å trekke skuldrene tilbake og ned, som en skulderbladssqueeze-øvelse utført under fysioterapi. Alle strukturelle komponenter kan enkelt fjernes og kan varmeformes, bøyes eller trimmes for å tilpasse individuelle pasientforhold. Når pasienten utvikler seg gjennom behandlingen, kan støtten trappes ned. Skulderstropper og lumbalbelte kan fjernes og brukes separat.



Bruksområde

Postoperativ støtte, degenerativ disksykdom, skiveutbuling eller skiveprolaps, bruddbehandling, Spondylolyse, Spondylolistese, spinal stenose, kyfose.

For alle indikasjoner, vennligst se produktets bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som støtten er laget av. Hevelse av lymfevev forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ifølge medisinske instruksjoner ikke får bruke støtte.

Mål

Omkrets midje.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Midje
480010000	Aspen Active P-TLSO	One Size	61-127 cm
480020000	Forlengelsespanel	-	-