

Jura skulderstøtte – Immobilisering

Jura skulderstøtte – Immobilisering kan brukes som armslynge eller til immobilisering av skulderen. Den er utformet for bruk på både venstre og høyre arm. Den kraftige bomullslyngen med fullt justerbare og vatterte skulder- og kroppsremmer holder armen nær kroppen. Ekstra vattert og avtagbar rem rundt halsen gir optimal komfort. Remmene festes ved hjelp av store D-ringer; noe som gjør det enkelt å applisere løfteselen med bare en arm. Tommelrem for ekstra støtte.

Bruksområde:

Kan brukes ved en rekke ulike skader og tilstander hvor det er nødvendig å begrense skulderens og/eller albuenes bevegelighet, f.eks.:

- Dislokasjon
- Forstrekninger og forstuinger
- Før og etter operasjon
- Rehabiliteringsfaser
- Plexus brachialis eller perifer nerveskade

Kontraindikasjoner:

Ikke appliser produktet i direkte kontakt med skadet hud.



Art.nr.	Størrelse	Underarmslengde
422230010	XS	<33
422230011	S	33cm-38cm
422230012	M	37cm-43cm
422230013	L	42cm-48cm
422230014	XL	48cm>