

ALTERNATIVER - BØYLELEDD

- Utskiftbare med samtlige MILINE ankelkomponenter
- Høy styrke og korrosjonsbestandig stål
- Tilgjengelige alternativer for høy belastning
- Forlenget livslengde

Y-BØYLE




Art.nr.	Modell	Størrelse
62540 0013	MILINE std action Y-stirrup	13 mm
62541 0016	MILINE std action Y-stirrup	16 mm
62542 0020	MILINE std action Y-stirrup	20 mm
62543 0016	MILINE std action Y-stirrup HD	16 mm
62544 0013	MILINE Y-stirrup	13 mm
62545 0016	MILINE Y-stirrup	16 mm
62546 0020	MILINE Y-stirrup	20 mm
62547 0016	MILINE Y-stirrup HD	16 mm

NAGLEBESLAG



Art.nr.	Modell	Størrelse
62532 0013	MILINE rivet stirrup	13 mm
62533 0016	MILINE rivet stirrup	16 mm
62534 0020	MILINE rivet stirrup	20 mm
62535 0016	MILINE rivet stirrup HD	16 mm
62536 0013	MILINE std action rivet stirrup	13 mm
62537 0016	MILINE std action rivet stirrup	16 mm
62538 0020	MILINE std action rivet stirrup	20 mm
62539 0016	MILINE std action rivet stirrup HD	16 mm



Standard Action Stirrup

Obs: Ikke bruk MILINE standard action y-bøylere for ytterligere bevegelseskontrollalternativ med MILINE Standard Action ankelledd. Hodene på Y-bøylene er laserretset i 5° trinn for ROM-justering.

ALTERNATIVER - SKINNER

KORT SKINNE



- For bilaterale ortoseutførelser

Art.nr.	Modell	Størrelse
62529 0013	MILINE lamination stirrup	13 mm
62530 0016	MILINE lamination stirrup	16 mm
62531 0020	MILINE lamination stirrup	20 mm

UNILATERAL KORT SKINNE



- For unilaterale ortoseutførelser

Art.nr.	Modell	Størrelse
62548 0013	MILINE lamination stirrup	13 mm
62549 0016	MILINE lamination stirrup	16 mm
62550 0020	MILINE lamination stirrup	20 mm

INKLUDERT TILBEHØR



Festeskruer



Trykkskiver som tilvalg for å justere M/L

EKSTRA TILBEHØR



VERKTØYSETT FOR PRODUKSJON

MODELL MI-FTK

Verktøysett som kan brukes for både unilaterale og bilaterale ortoser på samtlige tre MILINE størrelser.



MILINE™
METRIC INTERCHANGEABLE

CAMP®
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no


CAMP®
SCANDINAVIA

DOUBLE ACTION

- Lange ROM-fjær og leddpinner er inkludert
- Booster med fjæralternativ for utvidede bruksområder
- Systematisk justeringsprosedyre for MILINE Double Action ankelledd.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
62520 0013	Miline Double Action	13 mm	Bilateral
62523 0016	Miline Double Action	16 mm	Bilateral
62526 0020	Miline Double Action	20 mm	Bilateral



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ben/Side	Ben/Side
62521 0013	Miline Double Action (med booster)	13 mm	Lateral høyre Medial venstre	Lateral venstre Medial høyre
62522 0013	Miline Double Action (med booster)	13 mm	Lateral venstre Medial høyre	Lateral høyre Medial venstre
62524 0016	Miline Double Action (med booster)	16 mm	Lateral høyre Medial venstre	Lateral venstre Medial høyre
62525 0016	Miline Double Action (med booster)	16 mm	Lateral venstre Medial høyre	Lateral høyre Medial venstre
62527 0020	Miline Double Action (med booster)	20 mm	Lateral høyre Medial venstre	Lateral venstre Medial høyre
62528 0020	Miline Double Action (med booster)	20 mm	Lateral venstre Medial høyre	Lateral høyre Medial venstre

STANDARD ACTION

- Utskiftbar med alle MILINE-bøyler for å gi fri bevegelse ved ankelen.
- MILINE Standard Action er laserretset i 5° trinn for optimal justering av bevegelsesstopp.




Standard Action



Art.nr	Modell	Ve/Hø	Størrelse
62511 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	13 mm
62512 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	16 mm
62513 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	20 mm

PRODUKT-EGENSKAPER




Fullskala bilde

(bilde av modell MI-216-AIU)

DORSIFLEXION ASSIST

- Lång ROM fjäder och ledpinne, standard
- Booster för Plantarflexionsmotstånd, med fjäderalternativ för utökade applikationer



Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
62514 1013	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	13 mm	Lateral venstre/medial høyre
62514 2013	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	13 mm	Lateral høyre/medial venstre
62515 1013	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	13 mm	Lateral venstre/medial høyre
62515 2013	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	13 mm	Lateral høyre/medial venstre
62516 1016	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	16 mm	Lateral venstre/medial høyre
62516 2016	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	16 mm	Lateral høyre/medial venstre
62517 1016	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	16 mm	Lateral venstre/medial høyre
62517 2016	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	16 mm	Lateral høyre/medial venstre
62518 1020	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	20 mm	Lateral venstre/medial høyre
62518 2020	Miline Dorsiflexion Assist (uten booster)	20 mm	Lateral høyre/medial venstre
62519 1020	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	20 mm	Lateral venstre/medial høyre
62519 2020	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	20 mm	Lateral høyre/medial venstre

VEKTBEGRENSNING

Systemstørrelse	Unilateral	Bilateral
13 mm system	50 kg / 110 lb	80 kg / 176 lb
16 mm system	85 kg / 187 lb	120 kg / 264.5 lb
20 mm system	110 kg / 242.5 lb	160 kg / 352.5 lb

Fjæralternativ for MILINE Double Action & Dorsiflexion Assist ankelledd.



MILINE Systemstørrelse		NB	B1*	B2	B3
		Uten Booster	Booster		
13 mm	Stivhet	Lav	Middels	Høy	—
	Aktiv ROM	15°	25°	12°	—
16 mm	Stivhet	Middels	Middels	Høy	Meget høy
	Aktiv ROM	20°	20°	10°	20°
20 mm	Stivhet	Middels/høy	Middels/høy	Meget høy	Maksimal stivhet
	Aktiv ROM	15°	15°	10°	15°

*Distanse bruk i fjærkonfiguratoren B1