

EpiGel[®] with Stays

EpiGel[®] with Stays gir målrettet kompresjon for behandling av lateral og medial epikondylitt – ofte kalt tennisalbue og golfalbue. To justerbare gel-/støtteplater påfører fokusert trykk over underarmens ekstensor- og fleksormuskulatur uten å påvirke blodsirkulasjonen.



Gelplatene kan flyttes for individuelt tilpasset støtte, og de formbare aluminiumstagene kan tilpasses armens anatomi for optimal passform. Konstruksjonen løfter bandasjen fra området med venøs tilbakeføring, og reduserer dermed risikoen for stase.

- Myk gel som demper vibrasjoner
- Smidig applikasjonssystem med stabil remholder
- Universalmodell – passer både høyre og venstre arm
- En størrelse passer de fleste (arm-omkrets 20–36 cm).

Bruksområde

Lateral og/eller medial epikondylitt (såkalt tennis- og golfalbue).

Mål

Omkrets 5 cm nedenfor albuen

Art.nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
281600000	EpiGel [®] with Stays	One Size	20-36 cm	Bilateral