

ROM albueortose UniBor

Postoperativ albueortose med den siste generasjonens teknologi. Bevegelsen endres enkelt i fleksjon-ekstensjon i 10° intervall med 120° ROM. Leddet kan låses i ønsket posisjon. Ortosens lengde og omfang kan justeres. En teleskopisk håndstøtte som kan justeres og koples på og av for kontroll av pronasjon-supinasjon, kan bestilles til ortosen. ROM Albueortose UniBor stabiliserer armen og tilbyr en bekvem og effektiv behandling.

Bruksområde

Kontroll av fleksjon-ekstensjon av albuen og pronasjon-supinasjon etter traume.



Art.nr.	Modell	Ve/Hø
621510000	Albueortose UniBor	Bilateral
621520000	Ekstra bånd	Bilateral
621530000	Hånddel	Bilateral
621540000	Ekstra polstring	Bilateral