

BlueROCKER[®] 2.0

BlueROCKER[®] er vår mest stabile droppfotsortose. Ortosens form er forandret til en bedre geometri og en med en glattere overflate. Mikrofixdelene, som båndene fester i, sitter på ortosens innside sammen med Mikrofixdelene for montering av polstringen (SoftKIT eller KomfortKIT). Båndene har også fått nytt design og finnes dessuten både med og uten D-ring. Båndene kan enkelt monteres på ønsket side avhengig av pasientens funksjonsbehov. Ytterligere en forandring for 2.0 er at størrelse X-Large er 2 cm høyere enn en i størrelse Large dvs. 45 cm høy. BlueROCKER[®] 2.0 har en hælhøyde som er mellom 12 - 15 mm avhengig av størrelse.

BLUEROCKER[®] 2.0



Bruksområde

Droppfot i kombinasjon med ingen til stor spastisitet, nedsatt kne- og hoftekontroll, svakhet eller funksjonsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balanse, bilateralt funksjonsbortfall og delfotsamputasjon..

Kontraindikasjoner

Kraftige ødem, diabetessår og ved meget nedsatt sensibilitet.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Fotbladets lengde	Høyde
289401010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289401011	BlueROCKER 2.0	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289401012	BlueROCKER 2.0	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289401013	BlueROCKER 2.0	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289401014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289402010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Høyre	32-35	21 cm	36 cm
289402011	BlueROCKER 2.0	Small	Høyre	35-38	23 cm	38 cm
289402012	BlueROCKER 2.0	Medium	Høyre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289402013	BlueROCKER 2.0	Large	Høyre	42-45	27 cm	43 cm
289402014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Høyre	>45	28,5 cm	45 cm
289421010	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289421011	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289421012	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289421013	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289421014	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289422010	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Small	Høyre	32-35	21 cm	36 cm
289422011	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Small	Høyre	35-38	23 cm	38 cm
289422012	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Medium	Høyre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289422013	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Large	Høyre	42-45	27 cm	43 cm
289422014	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Large	Høyre	>45	28,5 cm	45 cm