

# Optima Diab

Optima Diab er en knehøy støvel beregnet først og fremst for diabetesfotsår på fram- og mellomfot. Støvelen har en høy stabil bakkappe som kan formes om med varmepistol, og et fôr som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast og et modulbasert innleggssett, "Optima innlegg 3x3 sett", for målrettet avlastning av det plantare fotsåret. Innleggssettet gir en vektavlastning med 3 lag og 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, myk). Ortosen har velcro lukkebånd og et plombert plastbånd som sikrer at produktet ikke tas av. "Optima innlegg ved amputasjon" passer i Optima Diab og kan bestilles separat.



## Bruksområde

Diabetesfotsår og fotsår på fram- og mellomfot, Rehabilitering etter mindre amputasjoner (unntatt - Chopart amputasjon), Rehabilitering etter kirurgi av foten, Behandling av Charcot fot i overgangsfasen fra akutt til kronisk.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790000011	Optima Diab	Small	Bilateral	34 - 36
790000012	Optima Diab	Medium	Bilateral	37 - 39
790000013	Optima Diab	Large	Bilateral	40 - 42
790000014	Optima Diab	X-Large	Bilateral	43 - 45
790000015	Optima Diab	XX-Large	Bilateral	46 - 48
790050011	Optima Innlegg 3x3 sett	Small	Bilateral	34-36
790050012	Optima Innlegg 3x3 sett	Medium	Bilateral	37 - 39
790050013	Optima Innlegg 3x3 sett	Large	Bilateral	40 - 42
790050014	Optima Innlegg 3x3 sett	X-Large	Bilateral	43 - 45
790050015	Optima Innlegg 3x3 sett	XX-Large	Bilateral	46 - 48