

Maple Leaf hofteortose

Ortose med uttagbar polstring som opprettholder musklernes lengde for å forhindre tilbakefall av deformiteter etter mykdelsoperasjoner relatert til hoften. Leddet gjør det mulig å posisjonere hofteleddet nære den anatomiske linjen. Justerbar i bredde og lengde. Mulighet for å stille inn i intervaller med 20° fleksjon/ekstensjon, 9° abduksjon/adduksjon samt rotasjon i transversalplanet. Størrelse X-Small er forhåndsinnstilt med en abduksjonsvinkel på 15°, noe som kan økes eller minskes ved justering. X-Small kan ikke roteres i transversalplanet. Formstøpt plast med stålskinner. Uttagbar polstring.

Bruksområde

CP og postoperativt.



Art.nr.	Størrelse	Bekkenvidde M-L
627860010	X-Small	15 - 19 cm
627860011	Small	20 - 24 cm
627860012	Medium	25 - 29,5 cm
627860013	Large	30 - 34,5 cm