

Maple Leaf DE

Maple Leaf finnes også med en distal forlengelse for leggen for pasienter som har behov for ytterligere rotasjonskontroll av hoften. Kneleddet kan låses samt stilles inn i intervaller med 20° fleksjon/ekstensjon, 9° abduksjon/adduksjon. Forøvrig har ortosen samme egenskaper og innstillinger som Maple Leaf art.nr. 62786. Formstøpt plast med stålskinner. Hofte-, lår- og leggdel har polstring og bånd som kan skiftes ut.

Bruksområde

Cerebral Parese og postoperativt. Ved behov av ytterligere rotasjonskontroll av hoften.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Bekkenvidde M-L
627870011	Komplett Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
627870013	Komplett Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
627930011	Ekstra polstring leggdel	Small	-
627930013	Ekstra polstring leggdel	Large	-
627940011	Ekstra bånd til leggdel	Small	-
627940013	Ekstra bånd til leggdel	Large	-
627880011	Ekstra polstring til hofte- og lår delen	Small	-
627880013	Ekstra polstring til hofte- og lår delen	Large	-
627980011	Ekstra bånd til hoftedel	Small	-
627980013	Ekstra bånd til hoftedel	Large	-
627990011	Ekstra bånd til lår del	Small	-
627990013	Ekstra bånd til lår del	Large	-