

MultiStatic behandlingsledd

MultiStatic behandlingsledd er beregnet til bruk ved behandling av korrigerbare kontrakturer, både hos voksne og barn. Leddet gjør det mulig med en rask, effektiv og adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leddet arbeider etter HLBS-prinsippene (High Load Brief Stretch). Vinkelen i leddet settes av en eksentrisk akse. MultiStatic-leddet er beregnet til bruk i ortoser som ikke er vekt bærende. Vi anbefaler å kombinere MultiStatic-leddet sammen med et FreeMotion ledd på den motsatte siden for å sikre vristivhet og rotasjon av ortosen. Leddet kan brukes både til fleksjon og ekstensjon. Fri innstilling mellom +120 ° til -120°. Bilateralt. Rustfritt stål.



Bruksområde

Behandling av korrigerbare kontrakturer hos voksne og barn.

Art.nr.	Størrelse	Lengde	Diameter	Bredde	Høyde	Vekt
696890000	X-Small	100 mm	11 mm	9 mm	6,5 mm	-
696900000	Small	400 mm	19 mm	12 mm	8,5 mm	83 g
696910000	Medium	400 mm	25 mm	16 mm	9,5 mm	121 g
696920000	Large	400 mm	30 mm	19 mm	10,5 mm	151 g