

# FullStride™ kneledd

FullStride™ kneledd gir mekanisk knekontroll ved hjelp av et kabelsystem. Leddet låses ved full ekstensjon, samt låser opp automatisk ved slutten av ståfasen. Fullstride gir maksimal kontroll av varus/valgus instabilitet og hyperekstensjon i kneleddet. Leddet FullStride kan skiftes til SafetyStride. Passer sammen med de fleste ankelledd. Ved å skifte leddene fra medialt til lateralt og omvendt kan man få et låst kne.

## Bruksområde

M. Quadriceps svakhet, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplett ryggmargsskade og inklusjonskroppsmyositt.

## Kontraindikasjoner

Pasientvekt > 100kg, spastisitet i hofter, kne eller ankelmuskulatur, betydelig forskjell i benlengde hvor den skadede siden er kortere og ekstensjonskontraktur i kneleddet.



Art.nr.	Modell	Ve/Hø	Materiale
628370000	FullStride AL	Bilateral	Aluminium
628380000	FullStride RS	Bilateral	Rustfritt stål
93240	FullStride demoortose til utlån	Bilateral	-
93250	PreSTRIDE prøveortose til utlån.	Venstre	Ortosen kan justeres/ tilpasses.
93251	PreSTRIDE prøveortose til utlån.	Høyre	Ortosen kan justeres/ tilpasses.