

# Triple Action<sup>®</sup> ankelledd for barn

Et ankelledd utviklet for barn. Leddets unike fjærsystem gjør den ekstra holdbar selv for de mest aktive barna. Enkel tilpassing og justering direkte på pasienten. Juster i gangsyklusen der det er nødvendig. Velg mellom ulike fjæralternativ. Komponentene som har en høy materialstivhet gir funksjon gjennom hele gåsyklusen og eksepsjonell ytelse. Triple Action for barn passer til 13 mm skinner.

## Bruksområde

Ved behandling av ulike funksjonshemninger i samband med nevrologiske skader. Crouch gange, plantarfleksjons-kontrakturer, Quadriceps svakhet, spastisitet og som tillegg ved Botox<sup>®</sup>-behandling, postoperativ immobilisering ved akillesforlenging eller mobilisering av den spastiske ankelen. Unilateral maks. 40 kg, Bilateral maks. 50 kg.

## Kontraindikasjoner

For ortoser med ledd med monolateral konstruksjon (ledd kun på lateralsiden) skal ikke TripleAction Pediatric velges. Ønskes monolateral konstruksjon velg TripleAction Ankelledd Medium.



Art.nr.	Modell	Ve/Hø
627070000	Ankelledd uten boostesr	Bilateral
626700000	Ankelledd med en booster	Plantar booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Dorsal Booster = Venstre lateral/Høyre medial
626710000	Ankelledd med en booster	Dorsal Booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/Høyre medial
626720000	Ankelledd med plantar og dorsal booster	Bilateral
626730000	Distal skinne lateral	Bilateral
626741000	Distal skinne medial	Venstre
626742000	Distal skinne medial	Høyre
626750000	Distal Y-skinne lang	Bilateral
626760000	Distal rett skinne	Bilateral
627090000	Verktøysett for produksjon	-
627220000	Kombinasjonsnøkkel Barn	-