

Jura skulderstøtte immobilisering

Jura skulderstøtte – Immobilisering kan brukes som armslynge eller til immobilisering av skulderen. Den er utformet for bruk på både venstre og høyre arm. Den kraftige bomullslyngen med fullt justerbare og vatterte skulder- og kroppsremmer holder armen nær kroppen. Ekstra vattert og avtagbar rem rundt halsen gir optimal komfort. Remmene festes ved hjelp av store D-ringer, noe som gjør det enkelt å applisere løfteselen med bare en arm. Tommelrem for ekstra støtte.



Bruksområde

Kan brukes ved en rekke ulike skader og tilstander hvor det er nødvendig å begrense skulderens og/eller albues bevegelse, f.eks.:

- Dislokasjon
- Forstrekninger og forstuinger
- Før og etter operasjon
- Rehabiliteringsfaser
- Plexus brachialis eller perifer nerveskade

Kontraindikasjoner

Ikke appliser produktet i direkte kontakt med skadet hud.

Mål

Lengde på underarmen fra albuen til MCP-leddet.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde
422230010	X-Small	Svart	<33 cm
422230011	Small	Svart	33cm - 35cm
422230012	Medium	Svart	36cm - 41cm
422230013	Large	Svart	42cm - 45cm
422230014	X-Large	Svart	45cm >