

GripAble Pro

Rehabilitering via spill bidrar til pasientens engasjement og motivasjon. Repetitiv trening for nevro-rehabilitering anbefales for best mulig resultat. Gripable inneholder individuelt tilpassede aktiviteter som bidrar til økt bevegelsesomfang og gripestyrke.

- Flere aktivitetsnivåer for individuell vurdering – kan tilpasses etter fysiske og kognitive mål.
- Følg pasientens framskritt på distanse med tilbakemeldinger og rapporter i sanntid.
- Fem instillinger for vurdering av ulike aspekter av pasientens grep.
- Lett og portabel.
- Fungerer utmerket sammen med Jamar ICC 0.90.

Alle tester kan utføres i isometriske og isotoniske posisjoner. De forbergnede resultatene inkluderer middelerdi og standardavvik, og sammenfattes i rapporter. Følger ASHT's vurderingsanbefalinger.



Art.nr.	Modell
406210000	GripAble PRO