

VACO®pedes

OPED VACO®pedes gir immobilisering av forfoten med full ankelbevegelighet og optimal trykkavlastning i for- og midtfoten. Vakuumputen sørger for optimal og individuell tilpasning, også ved hevelser, og gir høy stabilitet. Den rullende sålen fremmer et godt gangmønster.

OPEDs patenterte vakuumteknologi er et moderne alternativ til gips. En pute fylt med tusenvis av isoporkuler omslutter den skadde kroppsdel. Når luften suges ut av puten med en pumpe, blir den hard (som gips). Vakuumputen former seg perfekt etter pasientens anatomi og kan justeres for å tilpasse seg hevelser og muskelatrofi.

Den kan tilpasses med bare tre størrelser (noe som sparer lagringsplass).
Utskiftbare innlegg for bedre hygiene og komfort, og en avtakbar såle.
Slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområde

Metatarsalfrakturer I - IV, Hammer- og klotær, Hallux valgus/rigidus, Lapiduskirurgi, Artrodeser i metatarsalledd.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Omkrets legg	Omkrets ankel	Framfotens bredde	Fotlengde
476340011	VACOpedes	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476340012	VACOpedes	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476340013	VACOpedes	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476430011	VACOpedes-sett - for lengre brukstid	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476430012	VACOpedes-sett - for lengre brukstid	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476430013	VACOpedes-sett - for lengre brukstid	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476590011	Frottépolstring	Small	-	-	-	-
476590012	Frottépolstring	Medium	-	-	-	-
476590013	Frottépolstring	Large	-	-	-	-